

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

02.10.2026

№ 02/9

Поставщикам (Исполнителям, Подрядчикам),
заинтересованным в поставке товара (выполнении
работ, оказании услуг)

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки реагентов (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом разработкой иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3, Протоколом от 28.09.2026 № 4 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: октябрь 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара/выполнении Работ/оказании Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг) указанного/указанных в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг)	Описание, характеристики Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнениикупаемых Работ/оказаниикупаемых Услуг)	Ед. изм.	Кол- во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/пре- имуществ) ¹
1	Краска для маркировки	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете. Цвет: черный. Содержание основных веществ, %: - чёрная пигментная паста: в диапазоне не менее 15%-35% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - эмульсия акрилового сополимера в диапазоне не менее 65%-85% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - аммиак: в диапазоне не более 0,1-0,5% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - вода: в диапазоне не более 0-20% (значение характеристики не требует конкретного показателя); Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. Устойчивость туши к воздействию гистологических реагентов (формалин 10% забуференный, спирт изопропиловый, ксилол): мазки не должны изменять свой цвет, допускается незначительная миграция пигментов в растворы, по краям мазка допускается небольшое отслаивание не более 1-2 мм. Внешний вид: черная жидкость. Объем: не менее 60 мл.	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

2	Краска для маркировки	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете. Цвет: синий. Содержание основных веществ, %: - синяя пигментная паста: в диапазоне не менее 15%-35% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - эмульсия акрилового сополимера в диапазоне не менее 65%-85% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - аммиак: в диапазоне не более 0,1-0,5% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - вода: в диапазоне не более 0-20 % (значение характеристики не требует конкретного показателя); Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. Устойчивость туши к воздействию гистологических реагентов (формалин 10% забуференный, спирт изопропиловый, ксилол): мазки не должны изменять свой цвет, допускается незначительная миграция пигментов в растворы, по краям мазка допускается небольшое отслаивание не более 1-2 мм. Внешний вид: синяя жидкость. Объем: не менее 60 мл.	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
3	Краска для маркировки	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете. Цвет: оранжевый. Содержание основных веществ, %: - оранжевая пигментная паста: в диапазоне не менее 15%-35% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - эмульсия акрилового сополимера в диапазоне не менее 65%-85% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - аммиак: в диапазоне не более 0,1-0,5% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - вода: в диапазоне не более 0-20% (значение характеристики не требует конкретного показателя);	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. Устойчивость туши к воздействию гистологических реагентов (формалин 10% забуференный, спирт изопропиловый, ксилол): мазки не должны изменять свой цвет, допускается незначительная миграция пигментов в растворы, по краям мазка допускается небольшое отслаивание не более 1-2 мм. Внешний вид: оранжевая жидкость. Объем: не менее 60 мл.				
4	Краска для маркировки	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете. Цвет: фиолетовый. Содержание основных веществ, %: - фиолетовая пигментная паста: в диапазоне не менее 15%-35% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - эмульсия акрилового сополимера в диапазоне не менее 65%-85% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - аммиак: в диапазоне не более 0,1-0,5% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - вода: в диапазоне не более 0-20% (значение характеристики не требует конкретного показателя); Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. Устойчивость туши к воздействию гистологических реагентов (формалин 10% забуференный, спирт изопропиловый, ксилол): мазки не должны изменять свой цвет, допускается незначительная миграция пигментов в растворы, по краям мазка допускается небольшое отслаивание не более 1-2 мм. Внешний вид: фиолетовая жидкость. Объем: не менее 60 мл.	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
5	Краска для маркировки	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете. Цвет: красный. Содержание основных веществ, %:	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению №

		- красная пигментная паста: в диапазоне не менее 15%-35% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - эмульсия акрилового сополимера в диапазоне не менее 65%-85% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - аммиак: в диапазоне не более 0,1-0,5% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - вода: в диапазоне не более 0-20% (значение характеристики не требует конкретного показателя); Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. Устойчивость туши к воздействию гистологических реагентов (формалин 10% забуференный, спирт изопропиловый, ксилол): мазки не должны изменять свой цвет, допускается незначительная миграция пигментов в растворы, по краям мазка допускается небольшое отслаивание не более 1-2 мм. Внешний вид: красная жидкость. Объем: не менее 60 мл.				1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
6	Краска для маркировки	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете. Цвет: жёлтый. Содержание основных веществ, %: - жёлтая пигментная паста: в диапазоне не менее 15%-35% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - эмульсия акрилового сополимера в диапазоне не менее 65%-85% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - аммиак: в диапазоне не более 0,1-0,5% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - вода: в диапазоне не более 0-20% (значение характеристики не требует конкретного показателя); Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. Устойчивость туши к воздействию гистологических реагентов (формалин 10% забуференный, спирт изопропиловый, ксилол): мазки не должны изменять свой цвет, допускается	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		незначительная миграция пигментов в растворы, по краям мазка допускается небольшое отслаивание не более 1-2 мм. Внешний вид: жёлтая жидкость. Объем: не менее 60 мл.				
7	Краска для маркировки	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете. Цвет: зелёный. Содержание основных веществ, %: - зелёная пигментная паста: в диапазоне не менее 15%-35% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - эмульсия акрилового сополимера в диапазоне не менее 65%-85% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - аммиак: в диапазоне не более 0,1-0,5% (значение характеристики не требует конкретного показателя); - вода: в диапазоне не более 0-20% (значение характеристики не требует конкретного показателя); Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. Устойчивость туши к воздействию гистологических реагентов (формалин 10% забуференный, спирт изопропиловый, ксилол): мазки не должны изменять свой цвет, допускается незначительная миграция пигментов в растворы, по краям мазка допускается небольшое отслаивание не более 1-2 мм. Внешний вид: зелёная жидкость. Объем: не менее 60 мл.	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
8	Декальцинирующий раствор ИВД на основе ЭДТА	Назначение: раствор, предназначенный для использования в качестве декальцинирующего агента при подготовке клинических образцов и биологических тканей для дальнейших анализов ИВД. Обычно это раствор неорганической кислоты, органической кислоты или хелатирующего агента. Раствор является декальцинирующим агентом, обработка в котором происходит при комнатной температуре или в термостате при 37 °С, что ускоряет процесс выведения солей из гистологического материала. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики in vitro. Внешний вид: прозрачная жидкость.	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Цвет: бесцветный. Плотность при 20°C, г/см ³ : в диапазоне не менее 1,070-1,085 (значение характеристики не требует конкретного показателя). pH: в диапазоне не менее 7 - 7.4 (значение характеристики не требует конкретного показателя). Объем: не менее 2,5 л.				
9	Декальцинирующий раствор ИВД электролитный	Назначение: раствор, предназначенный для использования в качестве декальцинирующего агента при подготовке клинических образцов и биологических тканей для дальнейших анализов ИВД. Обычно это раствор неорганической кислоты, органической кислоты или хелатирующего агента. Декальцификатор с высокой скоростью действия активен в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики <i>in vitro</i> . Внешний вид: прозрачная жидкость. Цвет: бесцветный. Плотность при 20°C, г/см ³ : в диапазоне не более 1,028-1,042 (значение характеристики не требует конкретного показателя). pH: <1 (значение характеристики не требует конкретного показателя). Объем: не менее 2,5 л.	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
10	10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД	Назначение: 10% нейтральный буферный раствор формалина, предназначенный для использования в качестве фиксатора при обработке биологических тканей или клинических образцов. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики <i>in vitro</i> . Состав: формалин, вода, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат. Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость. Содержание формальдегида 4,0-5,5% (масс./об.) – соответствие. pH: в диапазоне не менее 7 - 7.4 (значение характеристики не требует конкретного показателя). Объем: не менее 10 л.	упак.	15	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
11	Парафиновая заливочная среда ИВД	Заливочный материал на основе парафина, предназначенный для использования в качестве заливочной среды в процессе проводки биологических тканей или клинических образцов.	упак.	21	21.20.23.110	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875

		Назначение: должна быть адаптирована для использования в автоматических системах проводки и заливки. Применяется для заключительных этапов проводки материала и заливки в парафиновые блоки. Внешний вид: гранулы круглой или неправильной формы белого цвета. Состав: не должна содержать натурального (рисового, пчелиного) воска. Температура плавления: в диапазоне не более 52 - 54°C (значение характеристики не требует конкретного показателя). Масса: не менее 5 кг.				(пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
12	Криоспрей	Активный хладагент, заключённый в аэрозольный баллон. Позволяет быстро замораживать биологический материал перед помещением в криостат, а так же подмораживать поверхность парафиновых блоков перед микротомированием для повышения качества срезов. Состав: альциановый синий, соляная кислота, деионизированная вода. Основное действующее вещество – тетрафлуорэтан, обладает выраженными охлаждающими свойствами. Баллон должен быть снабжён съёмным удлинённым наконечником, обеспечивающим целевое, экономное и удобное нанесение реагента на материал. Фасовка: не менее 150 мл.	упак.	10	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
13	Акриловая смола заливочная среда ИВД	Заливочный материал из акриловой смолы, предназначенный для использования в качестве заливочной среды при обработке биологических тканей или клинических образцов. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики in vitro. Внешний вид: вязкая прозрачная жидкость с запахом ксиллола с цитрусовым оттенком. Цвет: бесцветный. Состав: ксиллол, акриловые смолы (34,3+/-2,0%), D-лимонен, пластификатор (дибутиловый эфир фталевой кислоты). Объём: не менее 500 мл.	упак.	10	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
14	Гематоксилин раствор ИВД	Раствор гематоксилина (haematoxylin), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями для визуализации тканевых структур	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875

		и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце. Состав и содержание основного действующего вещества: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксилин (0,18+/-0,02%), тимол, йодат калия. Внешний вид: жидкость. Цвет: темно-фиолетовый. pH: в диапазоне не менее 2,0-3,5 (значение характеристики не требует конкретного показателя). Назначение: для ручной постановки и анализаторов открытого типа. Гематоксилин Майера – соответствие. Объем: не менее 1 л.				(пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
15	Эозин Y раствор ИВД спиртовой	Раствор эозина Y (eosin Y solution), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями, для визуализации тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики in vitro. Состав и содержание основного действующего вещества: вода, изопропанол, эозин H (1,10+/-0,20%), кислота уксусная. Внешний вид: жидкость. Цвет: оранжевый цвет с желто-зеленой флуоресценцией. Оптическая плотность раствора, D _λ : не менее 0,500 (λ _{max} = 526-534 нм; 1:1000; изопропиловый спирт) (значение характеристики не требует конкретного показателя). Объем: не менее 1 л.	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
16	Набор красителей	Набор готовых растворов для трихромного окрашивания соединительнотканых срезов. Селективность действия красителя объясняется различной степенью аффинности между ним и соединительноткаными макромолекулами. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики in vitro. Состав набора: А. Железный гематоксилин Вейгерта, раствор А, не менее 18 мл В. Железный гематоксилин Вейгерта, раствор В, не менее 18 мл С. Спиртовой раствор пикриновой кислоты, не менее 30 мл Д. Полихромный раствор пунцового фуксина, не менее 30 мл Е. Раствор фосфорномолибденовой кислоты, не менее 30 мл	упак.	1	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		F. Раствор анилинового синего, не менее 30 мл Количество выполняемых тестов: не менее 100 шт.				
17	Ван Гизона краситель для коллагеновых волокон ИВД, набор	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, рассматриваемый как коллагеновый, Ван Гизона, гематоксилиновый Ван Гизона (HVG) или Вейгерта-Ван Гизона краситель, предназначенный для выявления коллагеновых волокон в биологических/клинических образцах. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики in vitro. Состав набора: А. Железный гематоксин Вейгерта А: не менее 30 мл В. Железный гематоксин Вейгерта В: не менее 30 мл С. Пикрофуксин Ван Гизона: не менее 30 мл Количество выполняемых тестов: не менее 100 шт.	упак.	1	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
18	Йодная кислота краситель Шиффа ИВД	Набор химических соединений, красителей и/или других связанных с ним материалов, именуемый как Шифф-йодная кислота краситель, предназначенный для выявления гликогена, мукополисахаридов, мукопротеинов, базальных мембран и/или грибов в биологическом/клиническом образце. Предназначен для окрашивания гликогена, мукополисахаридов, мукопротеинов, базальных мембран, мицелия в срезах тканей человека для последующей визуализации. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики in vitro. Состав набора: А. Раствор перманганата калия: не менее 30 мл В. Раствор кислоты серной: не менее 30 мл С. Раствор кислоты щавелевой: не менее 30 мл D. Раствор сульфата железа аммония: не менее 30 мл E. Раствор аммиачного серебра: не менее 30 мл F. Раствор формалина: не менее 30 мл G. Раствор тиосульфата натрия: не менее 30 мл. Количество выполняемых тестов: не менее 100 шт.	упак.	1	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
19	Окраска по Перлю ИВД	Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов для окраски по Перлю, основанной на реакции образования Берлинской лазури, предназначенный для выявления гемосидерина (ferric iron) в биологическом/клиническом образце. Набор окраски по Перлю предназначен для окрашивания гемосидерина и других скоплений железа, а также ядер в срезах	упак.	1	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено

		тканей человека для последующей визуализации. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики in vitro. Состав набора: А. Раствор ферроцианида калия: не менее 250 мл; В. Раствор кислоты соляной: не менее 250 мл; С. Раствор нейтрального красного: не менее 250 мл. Объем: не менее 3*250 мл.				преимущество в отношении товаров российского происхождения
20	Комбинированный краситель для эозинофилов/тучных клеток ИВД	Набор химических соединений, красителей и/или других связанных с ними материалов, именуемый как комбинированный краситель для эозинофилов/тучных клеток (eosinophil/mast cell (CEM)), предназначенный для выявления эозинофилов и тучных клеток в биологическом/клиническом образце. Назначение: используется для выявления тучных клеток в препаратах разных тканей человека и животных. Предпочтительна обработка парафиновых и целлюлозных срезов. Состав: ализинановый синий, соляная кислота, деионизированная вода. Состав набора: А. Раствор красителя толуидинового синего: не менее 250 мл; В. Модификатор для окраски тучных клеток: не менее 250 мл. Объем: не менее 2*250 мл.	упак.	1	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
21	Раствор эозина водный	Назначение: предназначен для использования в сочетании с другими растворами/красителями, для окрашивания внутри-/внеклеточных элементов - эозинофильных структур в биологическом/клиническом образце человека с целью последующей визуализации для диагностики in vitro. Функциональное назначение: вспомогательное средство для диагностики in vitro. Внешний вид: жидкость. Цвет: красно-оранжевый. Оптическая плотность раствора, D _λ : не менее 0,380 (значение характеристики не требует конкретного показателя). Объем: не менее 1 л.	упак.	5	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
22	Набор окраски по Массону с анилиновым синим	Назначение: предназначен для обзорных и широкого спектра специальных окрасок образцов биологического материала человека в гистологических и цитологических исследованиях в диагностике in vitro.	упак.	1	20.59.52.195	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875

		Набор окраски по Массону с анилиновым синим предназначен для окрашивания цитоплазмы, кератина, коллагена, эритроцитов, мышечной ткани, ядер в срезах тканей человека для последующей визуализации. Набор красителей является вспомогательным средством для диагностики in vitro. Состав набора: А. Железный гематоксилин Вейгерта А: не менее 30 мл. В. Железный гематоксилин Вейгерта В: не менее 30 мл. С. Раствор кислоты пикриновой спиртовой: не менее 30 мл. D. Раствор кислого пунцового фуксина не: менее 30 мл. Е. Раствор кислоты фосфорномолибденовой: не менее 30 мл. F. Раствор анилинового синего по Массону: не менее 30 мл. Количество тестов: не менее 100 шт.				(пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
23	Парафин для гистологической заливки	Назначение: применяется для пропитывания исследуемого материала при гистологической проводке и для последующей заливки блоков. Описание: очищенная гранулированная, высококачественная, готовая к применению среда. Внешний вид: гранулы круглой или неправильной формы. Цвет: белый Запах: без запаха Температура плавления: в диапазоне 54-56 оС (значение характеристики не требует конкретного показателя) – соответствие. Удельный вес при 20°С: 900 кг/м – соответствие. Фасовка: не менее 5 кг.	упак.	6	21.20.23.110	Ограничение не установлено на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875 (пункт 369 приложения № 2 к Постановлению № 1875), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара/: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок поставки Товара: Поставка Товара должна осуществляться по заявкам Заказчика в течение _____ (указать срок поставки) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного завода-производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или с остаточным сроком годности менее 80% Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия/декларацию соответствия (в случае если требованиями действующего законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара), паспорт производителя (при наличии), копию действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие (по Товару согласно Таблице № 1 Технического задания), гарантии Поставщика и/или завода-производителя Товара и иные документы, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара.

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара/Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара/Работы/Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг)*	Описание, характеристики Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг) (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком и(или) в случае, если предложен эквивалентный товар)	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) ²	Номер реестровой записи и информация из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **, ***, ****	Срок поставки Товара/выполнен ия Работ/оказания Услуг
1	Краска для маркировки		упак.	5				Не требуется	
2	Краска для маркировки		упак.	5				Не требуется	
3	Краска для маркировки		упак.	5				Не требуется	
4	Краска для маркировки		упак.	5				Не требуется	
5	Краска для маркировки		упак.	5				Не требуется	
6	Краска для маркировки		упак.	5				Не требуется	

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

7	Краска для маркировки		упак.	5				Не требуется	
8	Декальцинирующий раствор ИВД на основе ЭДТА		упак.	5				Не требуется	
9	Декальцинирующий раствор ИВД электролитный		упак.	5				Не требуется	
10	10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД		упак.	15				Не требуется	
11	Парафиновая заливочная среда ИВД		упак.	21				Не требуется	
12	Криоспрей		упак.	10				Не требуется	
13	Акриловая смола заливочная среда ИВД		упак.	10				Не требуется	
14	Гематоксилин раствор ИВД		упак.	5				Не требуется	
15	Эозин Y раствор ИВД спиртовой		упак.	5				Не требуется	
16	Набор красителей		упак.	1				Не требуется	
17	Ван Гизона краситель для коллагеновых волокон ИВД, набор		упак.	1				Не требуется	
18	Йодная кислота краситель Шиффа ИВД		упак.	1				Не требуется	
19	Окраска по Перлсу ИВД		упак.	1				Не требуется	
20	Комбинированный краситель для эозинофилов/тучных клеток ИВД		упак.	1				Не требуется	
21	Раствор эозина водный		упак.	5				Не требуется	
22	Набор окраски по Массону с анилиновым синим		упак.	1				Не требуется	
23	Парафин для гистологической заливки		упак.	6				Не требуется	

Итого с учетом НДС _%		-	-	
-----------------------	--	---	---	--

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

** особенности предоставления национального режима установлены Постановлением № 1875 и Положением о закупке.

*** информация о совокупном количестве баллов, установленная абз. 2 пп. "а" п. 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в пп. "н" п. 10 Постановления № 1875.

**** до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «28» октября 2026 года по «28» октября 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНИЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

А.Ю. Афонин