

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный  
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,  
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,  
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60  
E-mail: [sue\\_polio@chumakovs.ru](mailto:sue_polio@chumakovs.ru); [www.chumakovs.ru](http://www.chumakovs.ru)  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/772701001

25.09.2026 № 25/6

Поставщикам (Исполнителям, Подрядчикам),  
заинтересованным в поставке товара (выполнении  
работ, оказании услуг)

#### Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки реагентов для научных исследований (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3 (далее – Положение о закупке).

**Предполагаемые сроки проведения закупки:** сентябрь - октябрь 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара/выполнении Работ/оказании Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг) указанного/указанных в Таблице № 1.

Таблица № 1

| №<br>п/п | Наименование<br>Товара/Работ/Услуг<br>(в том числе товаров,<br>поставляемых при<br>выполнении<br>закупаемых<br>Работ/оказании<br>закупаемых Услуг) | Описание, характеристики Товара/Работ/Услуг (в том числе<br>товаров, поставляемых при выполнениикупаемых<br>Работ/оказаниикупаемых Услуг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во | Код ОКЦД2    | Предоставление<br>национального режима<br>(установление<br>запрета/ограничений/пр<br>имуществ) <sup>1</sup>         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Мышинные антитела к<br>люциферазе светлячка<br>(клон Luci 21 1-107)                                                                                | Представляют собой моноклональные мышинные антитела класса IgG1, каппа к люциферазе светляков ( <i>Photinus pyralis</i> ), предназначенные для специфического выявления белка люциферазы в иммунологических исследованиях.<br>Применение: иммуноблоттинг (Western Blot), иммуногистохимическое исследование парафиновых срезов, иммуногистохимия, иммуноцитохимия и иммунофлуоресценция.<br>Назначение: исследования экспрессии репортерного гена люциферазы, анализ трансфицированных клеток, вестерн-блот анализ, иммуногистохимические и иммунофлуоресцентные исследования, изучение активности репортерных систем и молекулярно-биологических процессов.<br>Источник антител: мышь.<br>Тип антител: моноклональные.<br>Клон: Luci 21 1-107.<br>Изотип: IgG1, κ.<br>Иммуноген: очищенный белок люциферазы светляков ( <i>Photinus pyralis</i> ).<br>Реактивность: люцифераза светляков.<br>Должно быть подтверждено применение на образцах мыши и должно быть опубликовано применение на образцах человека и мыши.<br>Конъюгат: отсутствует (неконъюгированные антитела).<br>Метод очистки: аффинная хроматография на белках A/G.<br>Концентрация антител: не менее 1,0 мг/мл.<br>Буфер: фосфатно-солевой буфер (PBS).<br>Консервант: азид натрия в концентрации не более 0,02%. | шт.         | 1          | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

<sup>1</sup> Национальный режим предоставляется в соответствии со статьями 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |              |                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   | Идентификатор RRID: AB_568609.<br>Внешний вид: прозрачный жидкий раствор.<br>Фасовка: не менее 100 мкл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |              |                                                                                                                     |
| 2 | Полибрен<br>(гексаметрина бромид) | <p>Полимерное четвертичное аммониевое соединение, представляющее собой полибромид гексаметрина, обладающее выраженными поликатионными свойствами и способностью нейтрализовать отрицательно заряженные молекулы, включая гепарин и компоненты клеточной поверхности.</p> <p>Растворимость: не менее 100 мг/мл в воде; раствор должен быть прозрачным или слегка опалесцирующим, бесцветным или светло-желтым, без механических включений.</p> <p>Применение: повышение эффективности доставки нуклеиновых кислот в клетки млекопитающих при трансфекции; увеличение эффективности липофекционной трансфекции; повышение эффективности лентивирусной и ретровирусной трансдукции за счет снижения электростатического отталкивания между вирусными частицами и клеточной мембраной; использование в исследованиях экспрессии генов, создании стабильных клеточных линий, редактировании генома, вирусной инженерии, клеточной и молекулярной биологии; применение в качестве антагониста гепарина в биохимических и биомедицинских исследованиях.</p> <p>Идентификация: ИК-спектр соответствует химической структуре вещества.</p> <p>Чистота (Титрование нитратом серебра): не менее 94%.</p> <p>Внешний вид: порошок или комки белого, или серого цвета.</p> <p>Фасовка: не менее 10 г.</p> | шт. | 2  | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 3 | D-Люциферин,<br>калиевая соль     | <p>Биоломинесцентный субстрат D-люциферина в форме калиевой соли, предназначенный для проведения биоломинесцентных исследований in vitro и in vivo с использованием люциферазы светляков.</p> <p>Идентификация: продукт должен обеспечивать образование биоломинесцентного сигнала при окислении под действием люциферазы светляков в присутствии аденозинтрифосфата.</p> <p>Назначение: применение в исследованиях экспрессии гена люциферазы, мониторинге жизнеспособности клеток, количественной оценке активности клеток, биоломинесцентной визуализации in vivo, исследованиях клеточной и молекулярной биологии, разработке методов генной терапии, доклинических исследованиях, фармакологических исследованиях и высокопроизводительном биологическом скрининге. Реагент должен проникать через клеточные</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт. | 10 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |              |                                                                                                                            |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  | <p>мембраны и обеспечивать регистрацию биоллюминесцентного сигнала в клетках, экспрессирующих люциферазу.</p> <p>Чистота (ВЭЖХ): не менее 99%.</p> <p>Молекулярная масса: не менее 318,41 г/моль.</p> <p>Биохимическая активность в системе АТФ/люцифераза: не менее 98,5% с допустимым отклонением <math>\pm 1,2\%</math>.</p> <p>Оптическая чистота (ВЭЖХ): не менее 98%.</p> <p>Растворимость: до 40 мг/мл в воде и фосфатно-солевом буфере (PBS).</p> <p>Внешний вид: порошок белого либо серого цвета.</p> <p>Упаковка: герметично закупоренный флакон из янтарного стекла, заполненный аргоном и содержащий вакуумно-высушенный препарат – соответствие.</p> <p>Фасовка: не менее 100 мг.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |              |                                                                                                                            |
| 4 | Проточная жидкость для цитометра | <p>Должен представлять собой готовую к применению неионную, нефлуоресцентную проточную жидкость, предназначенную для использования в проточных цитометрах.</p> <p>Назначение: обеспечение стабильной гидродинамической фокусировки клеток и частиц в потоке, при которой анализируемые объекты направляются одиночным рядом через лазерный луч в проточной ячейке.</p> <p>Функциональное назначение: создание жидкостной среды для воспроизводимого прохождения анализируемых частиц через зону оптического детектирования, снижение фонового сигнала и поддержание стабильного соотношения сигнал/шум при проточно-цитометрическом анализе.</p> <p>Продукт должен быть изготовлен с низким содержанием микрочастиц для минимизации фоновых событий в жидкостной системе прибора.</p> <p>Флуоресцентный фон: низкий флуоресцентный фон, обеспечивающий измерения с высоким соотношением сигнал/шум в процессе анализа.</p> <p>Состав: высококачественная вода, содержащая антимикробное соединение и неактивный консервирующий компонент.</p> <p>Ионные свойства: неионная жидкость.</p> <p>Флуоресцентные свойства: не должна обладать собственной флуоресценцией, способной повышать фоновый сигнал при анализе.</p> <p>Консервант: не содержит азид натрия; содержит неактивный консервирующий компонент - соответствие.</p> <p>Внешний вид: жидкость.</p> <p>Фасовка: не менее 10 л.</p> | шт. | 6 | 20.59.52.194 | <p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p> |

|   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |              |                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Флуоресцентные микросферы для проточного цитометра         | <p>Должны представлять собой суспензию флуоресцентных микросфер, предназначенную для ежедневной верификации оптической юстировки и жидкостной системы проточного цитометра.</p> <p>Назначение: контроль стабильности аналитической системы, проверка воспроизводимости регистрации флуоресцентных и светорассеивающих сигналов, подтверждение готовности прибора к выполнению проточно-цитометрического анализа.</p> <p>Состав: суспензия флуоресцентных микросфер в водной среде, содержащей поверхностно-активные вещества и консервирующие компоненты.</p> <p>Размер микросфер: около 3 мкм. <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения)</i>.</p> <p>Характеристика флуоресценции: диапазон эмиссии 410 - 800 нм <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения)</i> при возбуждении на длинах волн 405 нм, 488 нм или 635 нм.</p> <p>Однородность: микросферы должны характеризоваться однородным размером и однородной интенсивностью флуоресценции, пригодной для контроля оптических каналов проточного цитометра - соответствие.</p> <p>Стабильность приготовленной рабочей суспензии: до 5 суток при хранении при 2-8 °С - соответствие.</p> <p>Внешний вид: суспензия флуоресцентных микросфер.</p> <p>Фасовка: не менее 2 мл.</p> | шт. | 2 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 6 | Антибиотико-антимикотическая смесь, для клеточной культуры | <p>Должна представлять собой стерильно профильтрованный концентрированный (100-кратный) раствор смеси антибиотиков и антимикотика, предназначенный для предотвращения бактериальной и грибковой контаминации культур клеток млекопитающих.</p> <p>Назначение: профилактика роста грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжей и плесневых грибов в культурах клеток.</p> <p>Область применения: культура клеток млекопитающих in vitro.</p> <p>Состав:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пенициллин: не менее 10 000 ЕД/мл;</li> <li>- стрептомицин: не менее 10 000 мкг/мл;</li> <li>- амфотерицин В: не менее 25 мкг/мл;</li> <li>- растворитель: не менее 0.85% физиологический раствор.</li> </ul> <p>Физико-химические параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH 5.2 - 7.0 <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения)</i>;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт. | 1 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |              |                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                | - осмоляльность 305 - 350 мОсм/кг <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения)</i> .<br>Внешний вид: жидкость.<br>Фасовка: не менее: 100 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |              |                                                                                                                     |
| 7 | Стандартный образец содержания бычьего сывороточного альбумина | Представляет собой стандартный образец биологического происхождения, предназначенный для количественного определения остаточного содержания бычьего сывороточного альбумина в биологических лекарственных препаратах методом ракетного иммуноэлектрофореза.<br>Тип стандартного образца: фармакопейный стандартный образец.<br>Природа материала: белковый стандартный образец биологического происхождения.<br>Аналитическое назначение: определение остаточных количеств бычьего сывороточного альбумина в составе биологических лекарственных препаратов, полуфабрикатов, промежуточных продуктов и иных биологических образцов, для которых предусмотрен контроль остаточного белка сывороточного происхождения.<br>Рабочий диапазон определения бычьего сывороточного альбумина в испытуемой пробе: 0,5 - 2,0 мкг/мл. <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения)</i> .<br>Форма выпуска: ампула.<br>Количество единиц в индивидуальной упаковке: 1 ампула. | шт. | 5 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 8 | Бычий сывороточный альбумин, тип А                             | Представляет собой лиофилизированную очищенную альбуминовую фракцию сыворотки крови крупного рогатого скота.<br>Назначение и область применения: белковый реагент для биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических и биотехнологических лабораторных исследований; применяется в качестве белкового стандарта, стабилизирующего белкового компонента, блокирующего агента, компонента буферных растворов, культуральных и аналитических систем, а также в методиках, требующих высокоочищенного бычьего сывороточного альбумина стандартного качества.<br>Чистота (ВЭЖХ): не менее 99% (от общего содержания белков).<br>Метод получения: тепловой шок с последующей очисткой методом расширенной диалфильтрации при низком значении pH - соответствие.<br>Значение pH: 6,5 - 7,5 <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения)</i> .<br>Содержание жира: не более 1%.<br>Содержание азота: не менее 14%.<br>Микробиологическая чистота:             | шт. | 1 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |              |                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- общее количество бактерий: не более 1000 КОЕ/г;</li> <li>- Salmonella spp.: отсутствие в 25 г;</li> <li>- Escherichia coli: отсутствие в 0,5 г.</li> </ul> <p>Физическое состояние: лиофилизированный продукт.<br/>Внешний вид: лиофилизированный бело-бежевый крупнодисперсный порошок или чешуйки.<br/>Фасовка: не менее: 25 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |              |                                                                                                                     |
| 9  | Субстрат для пероксидазы хрена, двухкомпонентный набор | <p>Представляет собой двухкомпонентный набор реагентов на основе 3,3',5,5'-тетраметилбензидина, предназначенный для колориметрической детекции активности пероксидазы хрена в иммуноферментном анализе.</p> <p>Набор должен применяться в аналитических системах ИФА при использовании конъюгатов, меченных пероксидазой хрена.</p> <p>Назначение и область применения: колориметрическая регистрация ферментативной реакции в твердофазном иммуноферментном анализе, качественное и количественное определение аналитов в системах с использованием пероксидазных конъюгатов, лабораторные иммунологические, биохимические и диагностические исследования.</p> <p>Ферментная метка: пероксидаза хрена (HRP).</p> <p>Состав набора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стабилизированный раствор 3,3',5,5'-тетраметилбензидина гидрохлорида: не менее 100 мл;</li> <li>- субстратный буфер, содержащий перекись водорода: не менее 900 мл.</li> </ul> <p>Внешний вид: жидкие реагенты.<br/>Фасовка: не менее: 1 л.</p> | шт. | 3 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 10 | ИФА набор для определения белков клеток линии Vero     | <p>Представляет собой набор реагентов для количественного определения остаточных белков клеток-хозяина линии Vero (Vero HCPs) методом твердофазного иммуноферментного анализа по принципу двухантительного «сэндвич»-ИФА.</p> <p>Набор предназначен для количественного определения белков клеток-хозяина линии Vero в супернатантах клеточных культур, лизатах клеток, гомогенатах тканей и других биологических жидкостях при проведении исследований, связанных с разработкой, производством и контролем качества биологических лекарственных препаратов.</p> <p>Объект определения: белки клеток-хозяина линии Vero.</p> <p>Видовая специфичность: клетки линии Vero (африканская зеленая мартышка).</p> <p>Диапазон количественного определения: 0,313 - 20 нг/мл. <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения).</i></p>                                                                                                                                                      | шт. | 5 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |              |                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   | <p>Аналитическая чувствительность: не более 0,188 нг/мл.<br/>         Специфичность: набор должен специфически распознавать белки клеток-хозяина линии Vero без выраженной перекрестной реакции с белками-аналогами.<br/>         Состав набора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительно сенсibilизированный разборный 96-луночный микропланшет;</li> <li>- лиофилизированный стандарт: не менее 2 флаконов;</li> <li>- биотинилированные антитела к белкам клеток-хозяина линии Vero (100×): не менее 120 мкл;</li> <li>- конъюгат стрептавидина с пероксидазой хрена (100×): не менее 120 мкл;</li> <li>- субстрат 3,3',5,5'-тетраметилбензидина: не менее 10 мл;</li> <li>- буфер для разведения образцов: не менее 20 мл;</li> <li>- буфер для разведения антител: не менее 10 мл;</li> <li>- буфер для разведения конъюгата стрептавидин-пероксидаза: не менее 10 мл;</li> <li>- концентрат промывочного буфера (25×): не менее 30 мл;</li> <li>- стоп-реагент: не менее 10 мл;</li> <li>- герметизирующие пленки для планшета: не менее 5 шт.</li> </ul> <p>Тип исследуемого материала: супернатанты клеточных культур, клеточные лизаты, тканевые гомогенаты и другие биологические жидкости.<br/>         Объем образца на одно определение: не более 100 мкл.<br/>         Фасовка: не менее 96 тестов.</p> |     |   |              |                                                                                                                     |
| 11 | Моноклональные антитела к иммуноглобулину G кролика (γ-цепь), конъюгированные HRP | <p>Представляют собой вторичные моноклональные мышинные антитела класса IgG1, конъюгированные с пероксидазой хрена и специфически распознающие γ-тяжелую цепь иммуноглобулина G кролика.<br/>         Назначение и область применения: применение в качестве вторичных антител при выполнении иммуноферментного анализа, иммуноблоттинга, иммуногистохимического исследования и других иммунологических методов, основанных на детекции иммуноглобулина G кролика.<br/>         Реагент должен быть пригоден для применения в иммуноферментном анализе, иммуноблоттинге, иммуногистохимическом исследовании и дот-иммуноблоттинге.<br/>         Антитела должны быть получены из культуры клеток гибридомы клона RG-96 и очищены из культуральной среды.<br/>         Иммуноген: иммуноглобулин G кролика.<br/>         Изотип моноклональных антител: IgG1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт. | 2 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |              |                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 | <p>Конъюгат: пероксидаза хрена (HRP).</p> <p>Антитела должны специфически связываться с эпитопом, локализованным на <math>\gamma</math>-тяжёлой цепи иммуноглобулина G кролика. Реагент должен распознавать как нативные, так и денатурированные формы иммуноглобулина G кролика при иммуноблоттинге.</p> <p>Перекры́стная реактивность с иммуноглобулинами человека, крупного рогатого скота, козы, овцы, лошади, свиньи, собаки, кошки, морской свинки, крысы и курицы должна отсутствовать.</p> <p>Концентрация иммуноглобулинов после растворения: 5,0 - 11,0 мг/мл. <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения).</i></p> <p>Молярное отношение пероксидазы к иммуноглобулину (P/E): 0,7 - 1,4. <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения).</i></p> <p>Препарат должен быть лиофилизирован из 0,01 М фосфатного буферного раствора с pH 7,4, содержащего бычий сывороточный альбумин с массовой долей 1% и 5-метил-4-изотиазолин-3-он с массовой долей 0,05% в качестве стабилизирующих компонентов.</p> <p>Метод получения конъюгата: двухстадийная конъюгация с использованием глутаральдегида.</p> <p>Внешний вид: лиофилизированный порошок бежевого цвета или бежевого цвета с розовым оттенком; после растворения: прозрачный раствор коричневого цвета.</p> <p>Фасовка: не менее: 0,5 мл.</p> |     |   |              |                                                                                                                            |
| 12 | <p>Рекомбинантный гликопротеин G вируса бешенства (штамм CVS-11), с полигистидиновой меткой</p> | <p>Представляет собой рекомбинантный поверхностный гликопротеин G вируса бешенства (Rabies lyssavirus) штамма CVS-11, экспрессированный в клетках насекомых с использованием бакуловирусной системы экспрессии.</p> <p>Назначение и область применения: фундаментальные исследования вируса бешенства, изучение антигенной структуры гликопротеина G, разработка иммунобиологических препаратов, контроль качества вакцин, разработка диагностических тест-систем, исследования взаимодействия антигенов и антител, иммуноферментный анализ, биосенсорные исследования методом поверхностного плазмонного резонанса и другие исследования <i>in vitro</i>.</p> <p>Белок должен быть пригоден для применения в иммуноферментном анализе, исследованиях взаимодействия антиген-антитело, разработке и валидации вакцин, скрининге нейтрализующих антител, исследованиях структуры вирусного гликопротеина, разработке</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 1 | 20.59.52.194 | <p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p> |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |              |                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      | <p>диагностических тест-систем и других иммунологических и молекулярно-биологических исследований.</p> <p>Белок должен содержать аминокислотную последовательность Lys20-Lys458 (Accession № ADJ29911.1) и полигистидиновую метку на С-конце для аффинной очистки и аналитической идентификации.</p> <p>Чистота (SDS-PAGE): не менее 95%.</p> <p>Чистота по данным эксклюзионной хроматографии с многоугловым лазерным светорассеянием (SEC-MALS): не менее 85%.</p> <p>Содержание эндотоксинов: не более 1,0 ЕЭ/мкг белка, определенное методом ЛЯЛ или рекомбинантного фактора С.</p> <p>Препарат должен быть лиофилизирован из стерильно профильтрованного через мембранный фильтр с диаметром пор 0,22 мкм раствора 0,1 М цитрата натрия с pH 5,5, содержащего трегалозу в качестве крио- и лиопротектора.</p> <p>Внешний вид: лиофилизированный белок.</p> <p>Фасовка: не менее 4*250 мкг.</p> |     |    |              |                                                                                                                     |
| 13 | Жидкая химически определённая среда CD04 для культуры клеток CHO                     | <p>Представляет собой бессывороточную химически определённую жидкую среду без компонентов животного происхождения для культуры клеток CHO.</p> <p>Назначение: культивирование клеток CHO-K1, K1-SV, CHO-S и других линий CHO; совместима с различными подпиточными средами; допускает прямой пассаж без процесса адаптации.</p> <p>Должна поддерживать быстрое размножение и культивирование высокой плотности.</p> <p>Состав:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L-глутамин: отсутствует;</li> <li>- глюкоза: 6,7 г/л;</li> <li>- гипоксантин и тимидин: отсутствуют;</li> <li>- феноловый красный: отсутствует;</li> <li>- натрия гидрокарбонат: отсутствует;</li> <li>- гидролизат: отсутствует.</li> </ul> <p>Внешний вид: жидкая среда.</p> <p>Фасовка: не менее: 1000 мл.</p>                                                                                                       | шт. | 10 | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 14 | Моноклональные антитела к гексагистидиновой метке (6×His-tag), конъюгированные с HRP | <p>Представляют собой вторичные моноклональные мышинные антитела, специфически распознающие рекомбинантную полигистидиновую метку, состоящую из шести остатков L-гистидина (6×His-tag), ковалентно конъюгированные с пероксидазой хрена.</p> <p>Реагент предназначен для высокоспецифичного обнаружения рекомбинантных белков, содержащих N-концевую, С-концевую или</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт. | 2  | 20.59.52.194 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |              |                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | <p>внутреннюю гексагистидиновую метку, независимо от природы белка-носителя и используемой системы экспрессии.</p> <p>Реагент должен обеспечивать специфическое связывание с рекомбинантной гексагистидиновой меткой без зависимости от пространственной организации исследуемого белка и быть пригодным для детекции белков после электрофоретического разделения, переноса на мембрану и иммобилизации на твердой фазе.</p> <p>Область применения: иммуноферментный анализ (ELISA) и иммуноблоттинг (Western blot).</p> <p>Биологический источник антител: мышь (<i>Mus musculus</i>).</p> <p>Тип антител: моноклональные.</p> <p>Изотип иммуноглобулина: IgG1.</p> <p>Иммуноген: синтетический пептид, содержащий последовательность из шести остатков L-гистидина (НННННН), конъюгированный с белком-носителем гемоцианином моллюска <i>Megathura crenulata</i> (Keyhole Limpet Hemocyanin, KLH).</p> <p>Конъюгат: пероксидаза хрена.</p> <p>Концентрация антител: не менее 0,51 мг/мл.</p> <p>Буферный раствор: 0,01 М фосфатно-солевой буфер с pH 7,4, содержащий глицерин с объемной долей 50% и консервант ProClin 300 с массовой долей 0,05%. <i>(не изменяемая характеристика товара, не требующая предоставления конкретного значения)</i>.</p> <p>Форма выпуска: готовый к применению жидкий реагент.</p> <p>Внешний вид: прозрачный жидкий реагент.</p> <p>Фасовка: не менее: 100 мкг.</p> |     |   |              |                                                                                                                            |
| 15 | Селективный ингибитор циклинзависимой киназы 1 (CDK1), RO-3306 | <p>Представляет собой низкомолекулярный синтетический селективный ингибитор циклинзависимой киназы 1 (CDK1), обладающий способностью проникать через плазматическую мембрану клеток.</p> <p>Назначение и область применения: исследования механизмов регуляции клеточного цикла, сигнальных путей циклинзависимых киназ, механизмов митоза, клеточной пролиферации и апоптоза; синхронизация клеточных культур по фазе G2/M; фундаментальные исследования в области клеточной биологии, молекулярной биологии, биохимии, онкологии и фармакологии; разработка и оценка новых противоопухолевых соединений</p> <p>Чистота (ВЭЖХ): не менее 95%.</p> <p>Химический класс: производное хиназолинилтазолинона.</p> <p>Молекулярная масса: 351,45 Да.</p> <p>Растворимость: диметилсульфоксид (DMSO): не менее 10 мг/мл.</p> <p>Форма выпуска: твердое вещество.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт. | 1 | 20.59.52.194 | <p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 58 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p> |

|  |  |                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Цвет: коричневый.<br>Внешний вид: твердое вещество коричневого цвета.<br>Фасовка: не менее: 5 мг. |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### **Основные условия исполнения договора:**

*Поставка Товара включает в себя:*

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

*Адрес поставки Товара:* посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

*Срок поставки Товара:* Поставка Товара должна осуществляться по заявкам Заказчика в течение \_\_\_\_\_ (указать срок поставки) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар/выполненные Работы/оказанные Услуги устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем.

Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия/декларацию соответствия (в случае если требованиями действующего законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара), паспорт производителя (при наличии), руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, гарантии Поставщика и/или завода-производителя Товара и иные документы, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара.

#### **Порядок оплаты:**

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара/Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара/Работы/Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг)* | Описание, характеристики Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг) (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком и(или) в случае, если предложен эквивалентный товар) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС) | Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС) | Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) <sup>2</sup> | Номер реестровой записи и информация из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **, ***, **** | Срок поставки Товара/выполнения Работ/оказания Услуг |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | Мышьячные антители к люциферазе                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | 1      |                                                   |                                                     |                                                                                                                         | требуется (для подтверждения предложения товара)                                                                 |                                                      |

<sup>2</sup> Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

|   |                                                                |  |     |    |  |  |  |                                                                            |  |
|---|----------------------------------------------------------------|--|-----|----|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|   | светлячка (клон Luci 21 1-107)                                 |  |     |    |  |  |  | российского происхождения)                                                 |  |
| 2 | Полибрен (гексаметрина бромид)                                 |  | шт. | 2  |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 3 | D-Люциферин, калиевая соль                                     |  | шт. | 10 |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 4 | Проточная жидкость для цитометра                               |  | шт. | 6  |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 5 | Флуоресцентные микросферы для проточного цитометра             |  | шт. | 2  |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 6 | Антибиотико-антимикотическая смесь, для клеточной культуры     |  | шт. | 1  |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 7 | Стандартный образец содержания бычьего сывороточного альбумина |  | шт. | 5  |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 8 | Бычий сывороточный альбумин, тип А                             |  | шт. | 1  |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 9 | Субстрат для пероксидазы хрена                                 |  | шт. | 3  |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара                            |  |

|                      |                                                                                          |  |     |    |  |  |   |                                                                            |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | двухкомпонентный набор                                                                   |  |     |    |  |  |   | российского происхождения)                                                 |  |
| 10                   | ИФА набор для определения белков клеток линии Vero                                       |  | шт. | 5  |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 11                   | Моноклональные антитела к иммуноглобулину G кролика (γ-цепь), конъюгированные HRP        |  | шт. | 2  |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 12                   | Рекомбинантный гликопротеин G вируса бешенства (штамм CVS-11), с полигистидиновой меткой |  | шт. | 1  |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 13                   | Жидкая химически определённая среда CD04 для культуры клеток CHO                         |  | шт. | 10 |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 14                   | Моноклональные антитела к гексагистидиновой метке (6×His-tag), конъюгированные с HRP     |  | шт. | 2  |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 15                   | Селективный ингибитор циклинзависимой киназы 1 (CDK1), RO-3306                           |  | шт. | 1  |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| Итого с учетом НДС_% |                                                                                          |  |     |    |  |  | - | -                                                                          |  |

\* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

\*\* особенности предоставления национального режима установлены Постановлением № 1875 и Положением о закупке.

\*\*\* информация о совокупном количестве баллов, установленная абз. 2 пп. "а" п. 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в пп. "н" п. 10 Постановления № 1875.

\*\*\*\* до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.


Ответы должны быть поданы с 25» сентября 2026 года по 25» сентября 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

  
А.Ю. Афонин